


softFlow Applikatoren Homecare


Patienteninterface für die häusliche Anwendung bei erwachsenen und jugendlichen Patienten



- ✓ Hoher Tragekomfort durch individuelle Passform, einfache Handhabung und angenehme Hautverträglichkeit
- ✓ Weich und anschmiegsam durch medizinisches Silikon
- ✓ Patentierte, integrierte Heizung bis hin zur Nase unterbindet Kondensatbildung
- ✓ 7 verschiedene Applikatorentypen für optimalen Tragekomfort bei jeder Flussmenge
- ✓ Optionales Interface für tracheotomierte Patienten mit Flussmengen bis 50 l/min



TECHNISCHE DATEN:

Typ:	Applikator Homecare Small	Applikator Homecare Small-Plus	Applikator Homecare Standard	Applikator Homecare Standard-Plus	Applikator Homecare Medium	Applikator Homecare Large	Applikator Homecare Tracheal Interface
Artikelnummer:	40630101	40630104	40630102	40630105	40630110	40630113	40630119
Hygiene:	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung				
Empfohlene Flussmenge:	20 l/min	45 l/min	25 l/min	35 l/min	60 l/min	60 l/min	50 l/min
Nutzungsdauer:	720 Therapie- stunden	720 Therapie- stunden	720 Therapie- stunden				
Abstand NC (A): 	12,5 mm	12,5 mm	15 mm	15 mm	15 mm	16 mm	-
Länge NC (B): 	11 mm	11 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	-
Durchmesser NC (D): 	3,2 mm	3,2 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	 22 mm
Systemanschluss:							
Gesamtlänge (L):	225 cm	225 cm	225 cm				
Zuleitungsschlauch Länge: Innendurchmesser: Außendurchmesser:	180 cm 6 mm 9 mm	180 cm 8 mm 12 mm	180 cm 6 mm 9 mm	180 cm 8 mm 12 mm	180 cm 8 mm 12 mm	180 cm 8 mm 12 mm	225 cm 7 mm 10 mm
Schlaufe (S) Länge: Innendurchmesser: Außendurchmesser:	2x45 mm 3,6 mm 5 mm	2x45 mm 5 mm 7 mm	2x45 mm 3,6 mm 5 mm	2x45 mm 3,6 mm 5 mm	2x45 mm 5 mm 7 mm	2x45 mm 5 mm 7 mm	-
Heizung:	max. 24 VA	max. 24 VA	max. 24 VA				
CE Zertifikat:	CE 0297	CE 0297	CE 0297				
Entsorgung:	in den Hausmüll	in den Hausmüll	in den Hausmüll				
Haltbarkeit:	siehe Label	siehe Label	siehe Label				
Hersteller:	TNI medical AG Tiefe Gasse 11-13 97084 Würzburg	TNI medical AG Tiefe Gasse 11-13 97084 Würzburg	TNI medical AG Tiefe Gasse 11-13 97084 Würzburg				

