


softFlow Applikatoren Homecare



Patienteninterface für die häusliche Anwendung bei erwachsenen und jugendlichen Patienten



- ✓ Hoher Tragekomfort durch individuelle Passform, einfache Handhabung und angenehme Hautverträglichkeit
- ✓ Weich und anschmiegsam durch medizinisches Silikon
- ✓ Patentierte, integrierte Heizung bis hin zur Nase unterbindet Kondensatbildung
- ✓ 7 verschiedene Applikatorentypen für optimalen Tragekomfort bei jeder Flussmenge
- ✓ Optionales Interface für tracheotomierte Patienten mit Flussmengen bis 50 l/min



TECHNISCHE DATEN:

Typ:	Applikator Homecare Small	Applikator Homecare Small-Plus	Applikator Homecare Standard	Applikator Homecare Standard-Plus	Applikator Homecare Medium	Applikator Homecare Large	Tracheal Applikator Homecare
Artikelnummer:	40630101	40630104	40630102	40630105	40630110	40630113	40630119
Hygiene:	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung
Empfohlene Flussmenge:	20 l/min	45 l/min	25 l/min	35 l/min	60 l/min	60 l/min	50 l/min
Nutzungsdauer:	720 Therapie-stunden	720 Therapie-stunden	720 Therapie-stunden	720 Therapie-stunden	720 Therapie-stunden	720 Therapie-stunden	720 Therapie-stunden
Abstand NC (A): 	12,5 mm	12,5 mm	15 mm	15 mm	15 mm	16 mm	-
Länge NC (B): 	11 mm	11 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	-
Durchmesser NC (D): 	3,2 mm	3,2 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	 22 mm
Systemanschluss:							
Gesamtlänge (L):	225 cm	225 cm	225 cm	225 cm	225 cm	225 cm	190 cm
Zuleitungsschlauch Länge: Innendurchmesser: Außendurchmesser:	180 cm 6 mm 9 mm	180 cm 8 mm 12 mm	180 cm 6 mm 9 mm	180 cm 8 mm 12 mm	180 cm 8 mm 12 mm	180 cm 8 mm 12 mm	180 cm 7 mm 13 mm
Schlaufe (S) Länge: Innendurchmesser: Außendurchmesser:	2x45 mm 3,6 mm 5 mm	2x45 mm 5 mm 7 mm	2x45 mm 3,6 mm 5 mm	2x45 mm 3,6 mm 5 mm	2x45 mm 5 mm 7 mm	2x45 mm 5 mm 7 mm	-
Heizung:	max. 24 VA	max. 24 VA	max. 24 VA	max. 24 VA	max. 24 VA	max. 24 VA	max. 24 VA
CE Zertifikat:	CE 0297	CE 0297	CE 0297	CE 0297	CE 0297	CE 0297	CE 0297
Entsorgung:	in den Hausmüll	in den Hausmüll	in den Hausmüll	in den Hausmüll	in den Hausmüll	in den Hausmüll	in den Hausmüll
Hersteller:	TNI medical AG Nürnberger Str. 74a 97076 Würzburg	TNI medical AG Nürnberger Str. 74a 97076 Würzburg	TNI medical AG Nürnberger Str. 74a 97076 Würzburg	TNI medical AG Nürnberger Str. 74a 97076 Würzburg	TNI medical AG Nürnberger Str. 74a 97076 Würzburg	TNI medical AG Nürnberger Str. 74a 97076 Würzburg	TNI medical AG Nürnberger Str. 74a 97076 Würzburg

